

Tropfaufsätze

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Tropfaufsätze](#)

Produktdaten

Aus HD-PE, für Flaschen mit GL Gewinde, komplett mit Verschlusskappe aus PE-HD
- Extra lange, feine Tropfspitze zur punktgenauen Dosierung

Art.-Nr.	Gewinde GL	Preis
15.8330.06	18	CHF 2.45
15.8330.07	25	CHF 2.75
15.8330.08	32	CHF 2.85

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.9458.01	Tropfflaschen	ab CHF 3.85

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2024 um 13:55 Uhr.

www.huberlab.ch