

Messbecher niedere Form graduiert

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Becher](#) / [Messbecher niedere Form graduiert](#)

Produktdaten

En PP natur, mit Griff und Ausguss

- Temperaturbereich von -10°C bis 120°C, autoklavierbar
- Geeignet für Lebensmittel

Art.-Nr.	Vol.	Teilung	H x D	Preis
15.1157.01	1000 ml	50 ml	135 x 120 mm	CHF 3.30
15.1158.01	2000 ml	100 ml	170 x 145 mm	CHF 6.25
15.1159.01	3000 ml	100 ml	185 x 165 mm	CHF 7.55
15.1160.01	5000 ml	250 ml	235 x 190 mm	CHF 11.55
15.2000.26	250 ml	10 ml	95 x 65 mm	CHF 1.20 CHF 4.35

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 06:10 Uhr.