

Homogenisatoren-Antrieb homgen^{plus}



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Homogenisatoren](#) / [Homogenisatoren-Antrieb homgen^{plus}](#)

Produktdaten

Zum schonenden Aufschluss von biologischen Proben und zähem, schwierig zu homogenisierendem Material. Komplett mit drehzahlstabilisiertem Antriebsaggregat und Universal-Schnellspannfutter, transparentem Kühlgefäss, 1000 ml, aus Polycarbonat, mit Schraubdeckel und Spannstücken zur zentrierten Aufnahme von Homogenisatorgefässen verschiedener Grössen, schwingungsfrei durch robuste 3-fach Ständer-Konstruktion. Stufenlos einstellbare elektronische Drehzahlregelung von 40-3.000 U/min.

- Für zähes, schwierig zu homogenisierendes Material
- Praktische Eiskühlung der Homogenisatorgefässe

Art.-Nr.

1.2700.01

Preis

CHF 10'380.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch