

Rotoren zu Zentrifugen 5804, 5810, 5804 R, 5810 R, 5427 R Eppendorf

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Zentrifugation](#) / [Zentrifugen](#) / [Universalzentrifugen](#) / [Rotoren zu Zentrifugen 5804, 5810, 5804 R, 5810 R, 5427 R Eppendorf](#)

Produktdaten

Die 2. Generation der Ausschwing- und Festwinkelrotoren von Eppendorf macht Ihre Zentrifuge noch leistungsfähiger. Sie verfügen über einzigartige Funktionen zur Verbesserung der Handhabung und Leistung.

Art.-Nr.	Typ	Preis
11.0462.01	Rotor A-4-62, inkl. inkl. 4 x 250-ml-Rechteckbechern	CHF 2'399.40
11.0462.02	Rotor A-4-62, mit 4 MTP-Gehängen	CHF 2'297.70
11.0462.03	Rotor A-4-81, inkl. 4 x 500-ml-Rechteckbecher	CHF 3'522.85
11.5409.70	Rotor FA-45-24-11-Kit, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, Aluminium	CHF 1'063.90
11.5415.13	Rotor FA-45-12-17, inkl. Deckel, für 12 x 5ml Röhrchen	CHF 1'109.80
11.5415.14	Rotor FA-45-20-17, inkl. Rotordeckel, für 20 Eppendorf Tubes® 5.0 ml	CHF 1'776.90
11.5415.15	Rotor FA-45-16-17, inkl. Deckel	CHF 1'109.80
11.5415.16	Rotor F-45-48-11, inkl. Rotordeckel, Aluminium	CHF 733.35
11.5415.17	Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel	CHF 967.20
11.5430.61	Rotor FA-45-6-30, inkl. Rotordeckel, für 6 konische 15-/50-ml-Gefäße	CHF 2'953.70
11.5430.62	---	CHF 606.35
11.5804.06	Rotor A-4-44, inkl. 4 Rundbechern, 100 ml	CHF 1'737.25
11.5804.10	Rotor A-2-DWP, Deepwell-Plattenrotor inkl. 2 Gehängen	CHF 2'209.70

11.5804.70	Rotor F-34-6-38, für 6x85-ml-Gefäße, inkl. Rotordeckel	CHF 2'437.85
11.5804.80	Rotor T-60-11, inkl. Rotordeckel, für 1,5-/2,0-ml-Gefäße, ohne Adapter	CHF 2'053.45
11.5810.53	Rotor A-4-81, mit 4 MTP/Flex-Gehängen	CHF 3'522.85
11.5810.55	Rotor F-45-48-11, inkl. Rotordeckel	CHF 700.60
11.5810.90	Rotor F-45-30-11, inkl. Rotordeckel, für 30 x 1,5/2,0-ml-Reaktionsgefäße	CHF 863.05
11.5810.91	Rotor FA-45-30-11, inkl. Rotordeckel, für 30x1,5-/2,0-ml-Reaktionsgefäße	CHF 1'070.10
11.5810.92	Rotor A-4-44, inkl. 4 Becher für 2x50 mL konische Gefäße	CHF 2'095.60
11.5820.76	Rotor FA-45-48-11, aerosoldicht, inkl. Rotordeckel, für 48x1,5/2,0-mL-Gefäße	CHF 1'776.90

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 10:54 Uhr.

www.huberlab.ch