

Präzisionswaage PET Kern



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Wägen](#) / [Waagen](#) / Präzisionswaage PET Kern

Produktdaten

Individuelle Druckbildformatierung

Komfortables Rezeptieren

Statistikfunktion

- Intuitive Bedienung, steigert die Effizienz und spart Kosten: Bequemes Erfassen von Artikeldaten am PC, Aufrufen von Artikeln an der Waage über angeschlossene Barcode- oder RFID-Scanner, Ausgabe der Wägedaten über Groß- oder Zweitdisplays oder Steuerausgänge, Datenübergabe an PC, Drucker oder Alibi-Speicher.
- Individuelle Benutzereinstellungen hinterlegbar: Benutzername / -nummer, Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Anlage oder Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten, Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender
- Mindesthaltbarkeitsdaten können zu jedem Artikel hinterlegt und ausgedruckt werden
- Differenzermittlung: Verwiegen einer Probe vor und nach einem Weiterverarbeitungsprozess und automatische Ausgabe des Differenzwertes
- Multiplikator-Funktion: Rezepturen und deren Bestandteile können per Tastendruck beliebig multipliziert werden, ideal für die Herstellung von größeren Gebinden, Großpackungen etc.
- Riesige Datenbank (1GB) für tausende Wägeergebnisse, Artikeldaten, Rezepturen, Rezepturbestandteile, Behältergewichte, Benutzerdaten etc.

- Alibi-Speicher: Papierlose Archivierung von Wägeergebnissen
- Elektronische Libelle kontrolliert permanent die Position der Waage, schlägt Alarm bei Fehlstellung und gibt eine optische Korrekturanweisung aus
- Hohe Prozesssicherheit: für ausgewählte Parameter, wie z. B. Temperatur, Nivellierung, Mindesteinwaage, Justierung etc. können Grenzwerte definiert werden, bei deren Unter- oder Überschreitung eine Warnmeldung ausgegeben und zum Messergebnis hinzuarchiviert werden kann
- Windschutz serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße 128 x 128 mm, Wägeraum BxTxH 140x140x65 mm
- Interne Justierautomatik: Einstellen der Genauigkeit durch internes motorgetriebenes Justiergewicht.
- Netzwerkschnittstelle: Zum Anschluss der Waage an ein Ethernet-Netzwerk. Bei KERN durch einen universell anschließbaren RS-232/LAN Konverter möglich.
- Erschütterungsfreies Wägen: (Tierwägeprogramm) Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Technische Daten

- Hinterleuchtetes und berührungssensitives LCD-Touch-Display mit Ziffernhöhe 21 mm, Bildschirmdiagonale 5,7" (ca. 145 mm), BxH 115x86 mm. Abmessungen Auswertegerät BxTxH 215x156x71 mm
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- Wägeplatte Edelstahl
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C / 35 °C

Art.-Nr.	Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Waagschale	Preis
17.9934.50	PET 600-3M	600 g	0,001 g	128 x 128 mm	CHF 3'445.00
17.9934.52	PET 2500-2M	2500 g	0,01 g	195 x 195 mm	CHF 3'307.20
17.9934.53	PET 6000-2M	6000 g	0,01 g	195 x 195 mm	CHF 3'582.80

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.9937.99	Zubehör zu Kern Waagen	ab CHF 122.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 08:45 Uhr.

www.huberlab.ch