

Digital - Thermometer ad 1700 th

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Cuisine](#) / [Temperaturmessung & aufzeichnung](#) / [Thermometer](#) / Digital - Thermometer ad 1700 th

Produktdaten

Multifunktionales Digitalthermometer mit 2 Fühleranschlüssen PT100 und Typ K (NiCr-Ni), weiter Messbereich und hohe Genauigkeit, mit Max/Min-Speicher, Hold-Funktion, im Gerätekoffer, ohne Fühler, Masse 200x68x35 mm.

Art.-Nr.	Temp.	Teilung	Preis
4.5685.10	-50 ... +1200 °C	0,01 °C	CHF 833.02

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
4.5685.11	Temperaturmessfühler für Digital - Thermometer ad 1700 th	ab CHF 218.19

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch