

Zoom-Stereomikroskop SMZ-171 Motic



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Zoom-Stereomikroskop SMZ-171 Motic](#)

Produktdaten

- Greenough zoom optical system
- Binocular head, 45° inclined, 360° rotating
- Widefield adjustable eyepieces WF10X/23mm
- 6.7:1 Zoom ratio, WD=110mm
- Objective magnification range: 0.75X-5X
- SMZ-171 Pole type stand with large working area and head holder
- Coarse focusing system with tension adjustment
- 3W incident and transmitted LED illumination with independent intensity controls
- Transmitted light with tilting reflector (oblique illumination)
- Option to adapt flexible light guide
- Black/White and frosted glass stage plates, and dust cover

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.7601.10	Binokular	CHF 2'514.76
17.7601.11	Trinokular	auf Anfrage
17.7601.13	---	CHF 1'167.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 08:58 Uhr.

www.huberlab.ch