

Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Polyester (PET) Macherey-Nagel



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Zellbiologie](#) / [Zellkultur Filtration](#) / [Spritzenvorsatzfilter & spritzenlose Filter](#) / [Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® Polyester \(PET\) Macherey-Nagel](#)

Produktdaten

HPLC-getestete Spritzenvorsatzfilter CHROMAFIL® dienen der Klarfiltration von Schwebstoff-belasteten Probelösungen.

- Polypropylen-Gehäuse: Lösemittelstabilität im Vergleich zu Acrylat- und Polystyrolfiltern
- Verschweisste, nicht geklebte Schalen: Keine aus Klebern extrahierbaren Bestandteile, Filtration in beide Richtungen möglich, die Flüssigkeit kann die Membran nicht umgehen
- Luer-Lock an der Eingangsseite: Sichere Verbindung auf der Hochdruck"-Seite
- Luer-Ausgang: Standard-Luer bei 3 und 25 mm Filtern, Minispitze-Luer mit geringem Totvolumen und kleinem AD bei 15 mm Filtern
- Prallplatte: Der Flüssigkeitsstrom wird gebrochen und verteilt, ohne direkt auf die Membran zu stossen - Verhinderung eines Membranrisses
- Sternverteiler: Die Flüssigkeit wird durch den Verteiler gleichmässig auf die gesamte Membranfläche geleitet: bessere Ausnutzung der Gesamtfläche; der Filter setzt sich nicht so schnell zu; hohe Durchflussleistung
- Farb-Code: Filter mit 0,2 µm Poren haben eine gelbe Oberschale, Filter mit 0,45 µm Poren eine farblose; die verschiedenen Membranen sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet
- Geringes Totvolumen: ~80 l für 25 mm Ø, 12 l für 15 mm Ø, 5 l für 3 mm Ø

„Allround-Membran“ für polare und unpolare Lösungen, besonders geeignet für die in der HPLC häufig eingesetzten Eluentengemische aus Wasser und organischen Lösemitteln (MS = Minispitze am Filterausgang).

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Porengrösse	Durchmesser	Preis
12.7290.30	PET20 / 15MS	gelb / orange	0,2 µm	15 mm	CHF 213.00
12.7290.31	PET20 / 25	gelb / orange	0,2 µm	25 mm	CHF 149.00
12.7290.33	PET45 / 15MS	farblos / orange	0,45 µm	15 mm	CHF 213.00
12.7290.34	PET45 / 25	farblos / orange	0,45 µm	25 mm	CHF 149.00
12.7290.35	PET45 / 25	farblos / orange	0,45 µm	25 mm	CHF 760.00
12.7290.37	PET20 / 25	gelb / orange	0,2 µm	25 mm	CHF 760.00
12.7290.39	---	---	---	---	CHF 955.00
12.7292.23	---	---	---	---	CHF 955.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 19:52 Uhr.

www.huberlab.ch