

Twin.tec PCR Platten 96 + 384 Well microbiology Eppendorf

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Amplifikation](#) / [PCR Mikroplatten](#) / [Twin.tec PCR Platten 96 + 384 Well microbiology Eppendorf](#)

Produktdaten

- Steril, einzeln geblistert
- Zertifiziert als PCR clean
- Zusätzlich frei von bakterieller DNA
- Für alle Anwendungen, bei denen absolute Reinheit oder nachweisbare Freiheit von bakterieller DNA erforderlich ist
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Ideal auch für quantitative real-time-PCR

Art.-Nr.	Beschreibung	Rand	Farbe	Preis
11.1293.00	96 Well	+	natur	CHF 105.90
11.1293.18	96 Well	+	natur	CHF 105.90
11.1293.26	96 Well	Halbrand	natur	CHF 105.90
11.1293.34	96 Well	Halbrand	blau	CHF 105.90
11.1293.42	384 Well	-	natur	CHF 157.50
11.1293.50	384 Well	-	blau	CHF 157.50

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch