

Eppendorf ThermoStat C



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Kälte- & Wärmetechnik](#) / [Heizgeräte](#) / [Blockheizthermostate](#)
/ Eppendorf ThermoStat C

Produktdaten

- Schnelles und einfaches Auswechseln der Blöcke dank Eppendorf QuickRelease
- Das optimierte Block-Design sorgt für eine hervorragende Temperaturübertragung auf die Probe
- Individuelle sensorgesteuerte Eppendorf SmartBlocks ermöglichen blockspezifische Kalibrierungen
- Heizen und aktives Kühlen in allen gängigen Gefäß- und Plattenformaten im Volumenbereich von 5 µL bis 50 mL
- Übertreffendes Temperatur-Management
- Exakte Temperierung im Bereich von -10 °C bis 110 °C*
- Präzises Halten unterschiedlicher Temperaturniveaus
- Zuverlässige Vermeidung von Kondensatbildung bei Verwendung des Eppendorf ThermoTop (condens.protect®)
- Höchste Flexibilität dank der großen Auswahl an austauschbaren Eppendorf SmartBlocks
- Trockeninkubation für erhöhte Laborhygiene
- Einfache und intuitive Bedienung durch vordefinierte Temperaturtasten (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C und 95 °C)
- Umfassende Programmfunktionen

Technische Daten

- Temperatureinstellungen: -10 °C/110 °C (110 °C bei Verwendung der SmartBlocks 12 mm und cryo)
- Temperaturgenauigkeit: max. $\pm 0,5$ °C bei 20 – 45 °C*
- Heizrate: max. 9 °C/min (bei Verwendung von SmartBlock PCR 384)*
- Kühlrate: max. 5,0 °C/min zwischen 110 °C und RT*
- Max. Leistungsaufnahme: 200 W
- Netzanschluss: 220?–?240 V, 50?–?60 Hz

- Schnittstellen: USB-Schnittstelle
- Abmessungen (B×T×H): 20.6 x 30.4 x 13.6 cm
- Gewicht ohne Zubehör: 4.4 kg
- Temperaturbereich: Min: 30 °C unter RT, max: 110 °C (110 °C bei Verwendung der SmartBlocks 12 mm und cryo)
- Timer: 15 s bis 99:30 h, unendlich

Art.-Nr.	Kühlrate	Heizrate	Temp.	Preis
11.5383.01	max. 5,0 °C/min zwischen 110 °C und RT	max. 9 °C/min	min: 30 °C unter RT, max: 110 °C (110 °C bei Verwendung der SmartBlocks 12 mm und cryo) °C	CHF 2'558.10

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.5436.03	ThermoTop Eppendorf	ab CHF 654.70
11.5436.22	Thermoblöcke SmartBlock Eppendorf	ab CHF 738.70

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 09:33 Uhr.