

ThermoMixer F1.5 und FP Eppendorf



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Kälte- & Wärmetechnik](#) / [Heizgeräte](#) / [Blockheizthermostate](#) / [ThermoMixer F1.5 und FP Eppendorf](#)

Produktdaten

2DMix-Steuerung

- Herausragende Mischergebnisse dank innovativer Technologie (2DMix-Control)
- Anti-Spill-Technologie verhindert Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
- Zuverlässige Vermeidung von Kondensatbildung bei Verwendung des Eppendorf ThermoTop (condens.protect®)
- Einfache und intuitive Bedienung durch vordefinierte Temperaturtasten (37 °C, 42 °C, 56 °C und 95 °C)
- Besonders geräuscharmer Betrieb durch passgenauen Sitz der Gefäße im Block
- Wärmeisolierung der Eppendorf SmartBlocks für ergonomisches Arbeiten – ohne Verbrennen der Finger

Technische Daten F1.5

Misch- und Vortexradius: 1.5 mm

Mischfrequenz: 300 - 1.500 rpm

Mischradius: 3 mm

Temperatureinstellungen: 1 °C/100 °C

Temperaturgenauigkeit: max. $\pm 0,5$ °C bei 20 – 45 °C

Heizrate: max. 11

Kühlrate: -

Max. Leistungsaufnahme: 200 W

Netzanschluss: 220V–240 V, 50V–60 Hz

Schnittstellen: USB-Schnittstelle

Abmessungen (BxTxH): 20.6 x 30.4 x 17.0 cm

Gewicht ohne Zubehör: 6.3 kg

Temperaturbereich: Min: 4 °C über RT, max: 100 °C
Max. Drehzahl: 1,500 rpm

Technische Daten FP

Misch- und Vortexradius: 1.5 mm
Mischfrequenz: 300 - 2.000 rpm
Mischradius: 3 mm
Temperatureinstellungen: 1 °C/100 °C
Temperaturgenauigkeit: max. ±1,0 °C bei 20 – 45 °C
Heizrate: max. 18
Kühlrate: -
Max. Leistungsaufnahme: 200 W
Netzanschluss: 220V–240 V, 50V–60 Hz
Schnittstellen: USB-Schnittstelle
Abmessungen (B×T×H): 20.6 x 30.4 x 16.4 cm
Gewicht ohne Zubehör: 6.1 kg
Temperaturbereich: Min: 4 °C über RT, max: 100 °C
Max. Drehzahl: 2,000 rpm

Art.-Nr.	Heizrate	Temp.	Beschreibung	Preis
11.5436.04	max. 11 °C/min	Min: 4 °C über RT, max: 100 °C	für 24 x 1,5 ml Reaktionsgefässe	CHF 3'578.65
11.5436.06	max. 18 °C/min	Min: 4 °C über RT, max: 100 °C	für Platten	CHF 3'850.00
11.5436.23	---	---	Deckel, 0.5 - 2.0 ml, Platten, PCR 96 und 384	CHF 173.60

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 20:33 Uhr.