

Punch-Nadeln T-Sue™

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Genomics](#) / [Microarrays](#) / [Microarray Platten](#) / [Punch-Nadeln T-Sue™](#)

Produktdaten

- A single punch can be used to fill an entire block
- 5 sizes available, clearly indicated on the handle
- Color coded plunger
- Internal stylet operating like a retractable pen
- Effortless ejection of core specimens
- Punches are packed in safe, tamper-evident zip-lock resealable bags

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Preis
10.0473.21	Ø 1 mm	Magenta	CHF 68.50
10.0473.22	Ø 1,5 mm	Gelb	CHF 68.50
10.0473.23	Ø 2 mm	Rot	CHF 68.50
10.0473.24	Ø 3 mm	Pink	CHF 68.50
10.0473.25	Ø 4 mm	Blau	CHF 68.50

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
10.0473.01	Microarray Gussformen T-Sue™	ab CHF 0.00
10.0473.11	Paraffin Blöcke T-Sue™	ab CHF 0.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 12:30 Uhr.