

I-Loc™ Verschluss Wheaton

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [I-Loc™ Verschluss Wheaton](#)

Produktdaten

- Zur Verwendung mit Diagnoseflaschen mit Gewindehals
- Die Vorteile einer Aluminiumversiegelung mit dem Komfort einer Schraubkappe
- Polypropylen-Schraubkappe mit Bromobutyl / 50 Stopfen, grau
- Autoklavierbar

Art.-Nr.	Farbe	Material	Verschluss-Grösse	Preis
8.1684.45	schwarz	Polypropylen / Bromobutyl	20-400	CHF 98.25
8.1685.51	weiss	Polypropylen / Bromobutyl	20-400	CHF 98.25
8.1686.66	rot	Polypropylen / Bromobutyl	20-400	CHF 95.65
8.1687.72	blau	Polypropylen / Bromobutyl	20-400	CHF 95.65
8.1688.87	gelb	Polypropylen / Bromobutyl	20-400	CHF 98.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 03:47 Uhr.