

## Kappe für Tropferspitze Gr. 20-410 Wheaton

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Kappe für Tropferspitze Gr. 20-410 Wheaton](#)

### Produktdaten

- Schraubkappe aus strahlungsbeständigem Polypropylen
- Grosse Auswahl an Farben
- In Packungen zu je 100, 1000 oder lose in der Grosspackung

Art.-Nr.	Farbe	Material	Preis
8.2425.21	rosa	PP	CHF 53.75
8.2425.22	rot	PP	CHF 53.75
8.2425.23	orange	PP	CHF 53.75
8.2425.24	blau	PP	CHF 53.75
8.2425.25	grau	PP	CHF 53.75
8.2425.26	grün	PP	CHF 53.75
8.2425.27	violett	PP	CHF 53.75
8.2425.28	gelb	PP	CHF 53.75
8.2425.30	weiss	PP	CHF 53.75
8.3107.71	natur	PP	CHF 484.85
8.3110.03	orange	PP	CHF 484.85
8.3112.24	grau	PP	CHF 484.85

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)