

Spenderflasche, LDPE Wheaton

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) /
Spenderflasche, LDPE Wheaton

Produktdaten

- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Transluzent
- Sehr flexibel, mit hoher Schlagfestigkeit
- Sehr gut geeignet für milde und starke Pufferlösungen, gute chemische Beständigkeit
- Den Ausgiesser zur Entnahme des Inhalts hochziehen und zum Verschliessen der Flasche wieder hinunterdrücken

Art.-Nr.	Vol.	Farbe	Material	Verschluss-Grösse	Preis
8.2111.94	60 ml	transluzent	LDPE	20-410	CHF 468.00
8.2111.95	125 ml	transluzent	LDPE	20-410	CHF 262.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 19:56 Uhr.