

Färbekasten, für 50 Objekträger Wheaton



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Färbezubehör](#) / Färbekasten, für 50 Objektträger Wheaton

Produktdaten

- Geschlitzter Einsatz zur Aufnahme von 50 Mikroskop-Objektträgern, Größe 76 x 26 mm (3" x 1"), 76 x 38 mm (3" x 1-1/2") und 76 x 52 mm (3" x 2")
- Das Gestell besteht aus nicht anlaufendem Edelstahl, der gegenüber Färbelösungen beständig ist
- Klappbarer Griff zum Schließen der Schale und zum bequemen Einsetzen und Entnehmen der Mikroskop-Objektträger
- Hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Ungefähre Innenmasse am Boden: 185 mm L x 88 mm B x 78 mm T

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8.9004.00	Komplett (Kasten, Deckel und Gestell)	CHF 1'643.40
8.9004.01	Kasten	CHF 465.00
8.9004.02	Deckel	CHF 266.10
8.9004.03	Kasten und Deckel	CHF 666.75
8.9004.04	Edelstahl-Einsatz für 50 Objektträger, mit montiertem Griff	CHF 284.10

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 15:07 Uhr.