

## Färbetrog nach Coplin, für 5-10 Objektträger Wheaton



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Färbezubehör](#) / Färbetrog nach Coplin, für 5-10 Objektträger Wheaton

### Produktdaten

- Kammer mit extra hohem Deckel zur Aufnahme von 5 einzelnen Objektträgern 26 x 76 mm und 26 x 100 mm oder 10 Objektträgern Rücken an Rücken
- Extra hoher Deckel zur Aufnahme von 100-mm-Objektträgern
- Hergestellt aus Kalk-Soda-Glas
- Ungefähre Innenmasse am Boden: 28 mm L x 26 mm B x 92 mm T

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8.2768.40	Färbetrog mit Deckel	CHF 470.10
8.9004.70	Färbetrog nach Coplin mit Glasdeckel	CHF 347.10
8.9005.20	Färbetrog nach Coplin mit PP-Schraubverschluss	CHF 213.30

### Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2024 um 06:04 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)