

12 x 32 mm Glas-/ Kunststoff-Fläschchen mit 0,1 ml Einsatz Wheaton



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Chromatographie](#) / [Vials & Flaschen](#) / 12 x 32 mm Glas-/Kunststoff-Fläschchen mit 0,1 ml Einsatz Wheaton

Produktdaten

Behälterausenwand aus thermoplastischem Kunststoff schützt vor Bruch Probeberührender Einsatz aus Borosilikatglas Typ I 100 ?l Glaseinsatzvolumen Innenkonus zur maximalen Rückgewinnung des Inhalts, ohne umständliche, herausnehmbare Mikroeinsätze

Art.-Nr.	Beschreibung	Verschluss-Grösse	Farbe	Preis
8.2251.90	Schnapp- / Bördelrand	11 mm	klar	CHF 370.25
8.2251.95	Schraubgewindeh 8-425 als		---	CHF 420.95
8.2252.00	Schnapp- / Bördelrand	11 mm	braun	CHF 454.80
8.2252.05	Schraubgewindeh 8-425 als		---	CHF 471.70

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 23:46 Uhr.