


EPA Fläschchen, 40 ml Wheaton



Produkt im eShop



Startseite / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Chromatographie](#) / [Vials & Flaschen](#) / EPA Fläschchen, 40 ml Wheaton

Produktdaten

- Ideal zum Einsatz für Wasserprobennahmen entsprechend EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Etablierung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen)
- Klarglas-Fläschchen sind aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen hergestellt, das den Anforderungen gemäss USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A, entspricht
- Braune Fläschchen, hergestellt aus WHEATON 320 Braunglas, das den Anforderungen an USP Glastyp I hinsichtlich der Lichttransmission zum Schutz lichtempfindlicher Produkte entspricht
- Kappen an Fläschchen montiert
- Fläschchen sind zum praktischen Gebrauch in Tablett verpackt

Art.-Nr.	Ausführung	Grösse	D x H	Verschluss-Grösse	Preis
8.2253.10	Klarglas*	40 ml	28 x 98 mm	24-400	CHF 342.00
8.2253.15	Braunglas**	40 ml	28 x 98 mm	24-400	CHF 370.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 19:08 Uhr.