

LiquiDispo LaboPlast® und SteriPlast®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [LiquiDispo LaboPlast® und SteriPlast®](#)

Produktdaten

Mit dem LiquiDispo Einweg-Probenehmer können Proben von sehr flüssigen bis leicht viskosen Flüssigkeiten genommen werden. Ein ergonomischer Handgriff erleichtert das Ziehen der Probe, indem wie mit einer Spritze bis zu 200 ml aufgesogen werden können.

- Ergonomischer Handgriff
- Dichtungslos
- HDPE
- Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
- Optional gammastrahlensterilisiert
- Ø21 mm
- Geeignet für Lebensmittel

Art.-Nr.	Vol.	Länge	Ausführung	Preis
15.5393.20	100 ml	500 mm	standard	CHF 202.80
15.5393.21	100 ml	500 mm	sterilisiert	CHF 239.00
15.5393.22	190 ml	1000 mm	standard	CHF 248.00
15.5393.23	190 ml	1000 mm	sterilisiert	CHF 314.00

Weitere Produktbilder





* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 10:59 Uhr.

www.huberlab.ch