

Filterspitzen BIO-CERT® TipBox steril Brand

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Filterspitzen](#)
/ [Filterspitzen BIO-CERT® TipBox steril Brand](#)

Produktdaten

Diese nicht selbstdichtenden Filterspitzen haben einen PE-Filter, der ohne chemische Zusätze ist und daher die Kontamination von Proben verhindert. Durchlässigkeit wird durch die Kombination von Porengrösse und Filterlänge kontrolliert, so dass keine Aerosole in den Pipettenschaft gelangen können. Die Filter funktionieren mit gleichbleibender Zuverlässigkeit. Wenn jedoch Flüssigkeiten versehentlich an den Filter gelangen, durchdringen sie den Filter sehr langsam. Da der Filter nicht anschwillt, kann die Probe aus dem Filter zurückgewonnen werden, indem einfach die Pipette ausgeblasen wird oder, falls erforderlich, durch Zentrifugation. Die Spitzen sind auf Kompatibilität mit BRAND Pipetten getestet und eignen sich zur Verwendung mit den meisten der häufigen Pipettenmarken einschließlich Gilson®, Thermo Scientific Finnpipette®, Eppendorf® und Sartorius.

- Hochreines Polypropylen, frei von DiHEMDA und Oleamid, hergestellt ohne Schmiermittel; cadmiumfreie Pigmente
- Palettierte Pipettenspitzen sind frei von DNA, RNasen, Endotoxinen und ATP, unabhängig von der Verpackung (TipBox, TipRack)
- Graduierung für die schnelle Volumenüberprüfung
- Sterile Spitzen und Verpackung werden ausschliesslich unter der BIO-CERT® Qualitätszertifizierung hergestellt.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäss DIN EN 285

TipBox, nicht steril und steril, BIO-CERT®

Spitzen-Box mit durchsichtigem Fenster, klappbarem Deckel zum Aufdrücken (Doppelfunktionsverschluss) und farbigen Spitzenracks, mit Seitenwandbeschriftung. Verwendbar mit einer teilweise geladenen Mehrkanalpipette.

Art.-Nr.	Vol.	Farbe	Verpackung	Preis
2.7023.52	0,1 - 1 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 192.34
2.7023.53	0,5 - 10 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 187.25
2.7023.54	1 - 20 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 187.25
2.7023.56	2 - 20 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 161.65

2.7023.58	5 - 100 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 165.70
2.7023.60	5 - 200 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 165.70
2.7023.62	50 - 1000 µl	farblos	10 Boxen x 96 Stk.	CHF 195.60

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 05:36 Uhr.