

Zylindrische Becher niedrige Form Azlon®



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Becher](#) / Zylindrische Becher niedrige Form Azlon®

Produktdaten

Aus PP, durchscheinend. Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und extrem gut ablesbarer, blauer Graduierung. Gerade Wände.

- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hitzebeständig bis +135 °C
- Glatte Oberflächen für schnelle, einfache Reinigung
- ISO 7056

Art.-Nr.	Vol.	Aussendurchmes ser	Graduierung	Preis
15.7912.01	10 ml	32 mm	1 ml	CHF 24.75
15.7912.02	25 ml	42 mm	2 ml	CHF 56.10
15.7912.03	50 ml	51 mm	5 ml	CHF 32.40
15.7912.04	100 ml	62 mm	10 ml	CHF 26.39
15.7912.05	250 ml	82 mm	25 ml	CHF 43.85
15.7912.06	400 ml	94 mm	50 ml	CHF 54.85
15.7912.07	500 ml	93 mm	50 ml	CHF 68.65
15.7912.08	600 ml	106 mm	50 ml	CHF 39.80
15.7912.09	1000 ml	127 mm	100 ml	CHF 40.45
15.7912.10	2000 ml	158 mm	200 ml	CHF 17.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 13.05.2024 um 20:39 Uhr.

www.huberlab.ch