

LED-Lichtleisten Basis-Set für KB, KT und KBF Binder



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Lebensmittelanalytik](#) / [Inkubation](#) / [LED-Lichtleisten Basis-Set für KB, KT und KBF Binder](#)

Produktdaten

- 2 LED-Lichtleisten
- Einbaumaterial:
- Befestigungsclips aus Federstahl
 - Befestigungsclips aus Kunststoff
 - tesa Powerstrips®
 - Steuergerät für bis zu 4 LED-Lichtleisten

Art.-Nr.	Modell	Länge	für Typ	Preis
17.8012.07	Basic Set 300	30 cm	KB, KT, KBF: 53, 115, 240, 400 und 720	CHF 1'435.00
17.8012.08	Basic Set 500	50 cm	KB, KT, KBF: 115, 240, 400 und 720	CHF 1'527.00
17.8012.09	Basic Set 900	90 cm	KB, KT, KBF: 400 und 720	CHF 1'778.00
17.8012.28	---	---	---	CHF 728.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:00 Uhr.

www.huberlab.ch