

Messermühle GRINDOMIX GM 200 und GM 300



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Probenhandling](#) / [Zerkleinern](#) / [Mühlen](#) / Messermühle GRINDOMIX GM 200 und GM 300

Produktdaten

- Industrieller Motor mit verstellbarer Drehzahl
- Speicherung von bis zu 3 (GM 200) und 10 (GM 300) Parameterkombinationen, darunter Einstellung der Intervallzeiten für Standardarbeitsanweisungen
- Vor- und Feinzerkleinerung mit einem Gerät: Schneiden im Standardbetrieb, Zerkleinerung im Reversierbetrieb, Vorzerkleinerung im Intervallbetrieb
- Digitale Anzeige von Mahldauer und Mahlgeschwindigkeit
- Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Anpassung des Mahlraumvolumens

Art.-Nr.	Beschreibung	B x T x H	Gewicht	Preis
17.5445.20	GRINDOMIX GM 200	geschlossen 350 x 275 x 392 mm	10 kg	CHF 11'029.10
17.5445.22	---	---	---	CHF 285.12
17.5445.30	GRINDOMIX GM 300	geschlossen 440 x 340 x 440 mm	30 kg	CHF 11'954.25

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 19:48 Uhr.

www.huberlab.ch