

CO₂ Roll-In Inkubator WHEATON®



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Lebensmittelanalytik](#) / [Inkubation](#) / [CO₂ Roll-In Inkubator WHEATON®](#)

Produktdaten

- Zur Verwendung mit Rollerapparaten
- Frontscheibe mit Sichtfenster
- innenliegende Steckdose
- entspricht UL, CSA und CE Standards
- 1 Jahr Garantie
- Temperaturbereich: 8 ° C über Umgebungstemperatur bis 70 ° C
- Temperaturgleichförmigkeit: Erzwungene Luftzirkulation $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ bei 37°C
- 100-240 VAC, 50/60 Hz, 15A-10A
- CO₂-Bereich: 0-20%
- CO₂-Sensor: IR
- CO₂-Rate: <5min (Wiederherstellung)
- CO₂-Anschluss: 6,35 mm Schlauchschelle
- CO₂ Einlassdruck: 0,1.0
- Regale: 30 Maximum

Art.-Nr.	Vol. I	Innenmasse	Aussenmasse	Nettogewicht	Preis
17.0576.08	39,7 l	889 x 660 x 1917 mm	1080 x 876 x 226 mm	260,4 kg	CHF 44'030.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.0576.09	Zubehör Roll-In Inkubatoren WHEATON®	ab CHF 723.85

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 03:35 Uhr.