

Polystyrol oder Polypropylen Behälter



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Behälter](#) / Polystyrol oder Polypropylen Behälter

Produktdaten

- Ausgestattet mit wahlweise Polypropylen- oder Metall-Dichtkappe
- Mit oder ohne Etikette
- ETO-steril
- Verpackt in Kartons zu 300 Stück, mit Innenverpackungen zu 50 Stück
- CE-Kennzeichnung gemäss der europäischen Richtlinie 98/79/EG
- Øx H: 44,2 x 60,2 mm

Art.-Nr.	Vol.	Material	Etikett	Preis
15.3600.99	60 ml	Polystyrol aus Metall	Kappe einfach	CHF 198.99
15.3601.00	60 ml	Polystyrol aus Metall	Kappe ohne	CHF 209.50
15.3601.04	60 ml	Polystyrol aus Metall	Kappe bedruckt	CHF 209.50
15.3601.05	60 ml	Polystyrol aus Polypropylen	Kappe ohne	CHF 170.23
15.3601.06	60 ml	Polystyrol aus Polypropylen	Kappe bedruckt	CHF 178.09
15.3601.07	60 ml	Polystyrol aus Polypropylen	Kappe einfach	CHF 178.09
15.3601.08	60 ml	Polypropylen Kappe aus Polypropylen	ohne	CHF 136.73
15.3601.09	60 ml	Polypropylen Kappe aus Polypropylen	bedruckt	CHF 178.09
15.3601.10	60 ml	Polypropylen Kappe aus Polypropylen	einfach	CHF 143.06

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 05.05.2024 um 15:14 Uhr.