

Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Azlon®



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Weithalsflaschen](#) / Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Azlon®

Produktdaten

- Auslaufsicherer Verschluss
- Sehr gut lesbare aufgedruckte Graduierung in ml und oz
- Mit aufgedrucktem weissen Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung
- Autoklavierbar bei +121 °C
- Glatte Innenwände für ein effizientes Ausgiessen und eine einfache Reinigung

Art.-Nr.	Vol.	Durchmesser	Preis
15.0113.20	60 ml	40 mm	CHF 34.97
15.0113.21	125 ml	51 mm	CHF 35.88
15.0113.22	250 ml	60 mm	CHF 60.06
15.0113.23	500 ml	75 mm	CHF 70.40
15.0113.24	1000 ml	90 mm	CHF 61.59

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:18 Uhr.

www.huberlab.ch