

TTX 200 Kernthermometer Typ T



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Cuisine](#) / [Temperaturmessung & aufzeichnung](#) / [Thermometer](#) / TTX 200 Kernthermometer Typ T

Produktdaten

Kernthermometer mit fest angeschlossenem Fühler mit Kabel und Handgriff

- Schnelle Messung
- HACCP-konform
- Sehr großes Display mit großen Zahlen ermöglicht leichtes Ablesen
- Einfache Bedienung
- Austauschbare Batterie

Technische Daten

- Messbereich: -30 °C ... +199,9 °C
- Genauigkeit: bei +25 °C $\pm 0,5$ °C, -30 °C ... +100 °C
- Auflösung: 0,1 °C ± 1 % für den restl. Messbereich
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +60 °C
- Lagertemperatur: -30 °C ... +70 °C
- Messgrößen: Temperatur
- Schutzklasse: IP65
- Batterie: CR 2450, auswechselbar
- Batterielebensdauer: typisch 100 Std. bei ununterbrochener Nutzung
- Abmessungen: 127 x 60 x 16 mm ohne Fühler
- Gewicht: 100 g
- Zertifikat: Werkskalibrierzertifikat

| Art.-Nr. | Typ | Temp. | Preis |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| 4.4333.50 | TTX-200 | -30 ... +199,9 °C | CHF 140.00 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 12:20 Uhr.

www.huberlab.ch