

WHEATON - Polypropylen-Gestell

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Umwelttechnologie](#) / [Probenahme & -aufbewahrung](#) / [WHEATON - Polypropylen-Gestell](#)

Produktdaten

Polypropylengestelle für Headspace-Autosampler-Flaschen.
Alle Vertiefungen im Gestellboden sind mit einer Abflussöffnung versehen.

- Autoklavierbar und stapelbar
- Chemikalienbeständig
- Mit Positionsmarkierungen

| Art.-Nr. | Anzahl Bohrungen | Bohrung | B x T x H | Preis |
|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| 8.8688.04 | 48 | Ø 15,5 mm | 266 x 94 x 28 mm | CHF 273.00 |
| 8.8688.05 | 36 | Ø 23,1 mm | 322 x 91 x 28 mm | CHF 243.50 |
| 8.8688.06 | 50 | Ø 28,1 mm | 320x170x35 mm | CHF 417.50 |
| 8.8688.10 | 90 | Ø 17,1 mm | 320x170x30 mm | CHF 326.00 |
| 8.9857.50 | 96 | Ø 9,5 mm | 185x125x22 mm | CHF 409.75 |
| 8.9858.00 | 50 | Ø 12,5 mm | 190 x 100 x 22 mm | CHF 247.75 |

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 16.05.2024 um 02:35 Uhr.

www.huberlab.ch