

## Erlenmeyerkolben enghalsig, konisch PYREX®



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kolben](#) / [Erlenmeyerkolben](#) / Erlenmeyerkolben enghalsig, konisch PYREX®

### Produktdaten

#### Extra starke Flaschen

Diese Schwerlastkolben enthalten mehr Glas als herkömmliche Erlenmeyerkolben und verfügen über verstärkte, bearbeitete Hälse, die widerstandsfähiger gegen Schlagbeschädigungen sind.

- Mechanisch stärker als Standardflaschen
- Entwickelt für eine längere Lebensdauer und erhöhte Benutzersicherheit
- Verstärkte Felgen zur Reduzierung von Abplatzungen und Brüchen

#### Achtung:

Art.-Nr.	Preis
9.0317.80	CHF 284.82
9.0317.82	CHF 241.99
9.0317.84	CHF 246.06
9.0317.86	CHF 226.00
9.0317.88	CHF 196.45
9.0317.90	CHF 117.18
9.0317.92	CHF 185.43

9.0317.94  
9.0317.96  
9.0317.98

CHF 57.29  
CHF 191.08  
CHF 375.05

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 09.05.2024 um 12:03 Uhr.