

Rotator STR 4 Stuart

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Hämatologie](#) / [Blutentnahme](#) / [Rotatoren & Rollenmischer](#) / Rotator STR 4 Stuart

Produktdaten

Der multifunktionale Rotator mit einem breiten Angebot an diversen austauschbaren Aufsätze ist ideal zum Einsatz von Gefässen unterschiedlicher Grösse (z.Bsp. Reaktionsgefäße oder Flaschen). Die Drehmodule wurden für unterschiedliche Mischvorgänge wie Überkopfmischen und exzentrisches Mischen konzipiert.

- Variable Geschwindigkeit, Drehzahlbereich: 6 - 60 min⁻¹
- Timerfunktion 0-60 Min., auch für unüberwachten oder Dauerbetrieb
- Masse (B x L x H) 650 x 250 x 250 mm
- Max. Beladung: 3 kg
- Gewicht: 6,4 kg
- Netzanschluss: 230 V, 50 Hz, 50 W

Art.-Nr.	Preis
17.0016.01	CHF 2'253.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.0016.02	Zubehör zu Rotator STR 4 Stuart	ab CHF 191.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 23:42 Uhr.

www.huberlab.ch