

Druckluft-Laborrührer PLR mit Tachometer

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Synthese](#) / [Rührwerke](#) / Druckluft-Laborrührer PLR mit Tachometer

Produktdaten

Grundausrüstung bestehend aus: Motor PLR, Gehäuse komplett aus Edelstahl W.Nr. 1.4104, manuelle Drehzahlanzeige, Feinregulierventil zur stufenlosen Drehzahlregulierung, Halterohr D = 13 mm mit Schlauchtülle D = 9 mm, Betriebsdruck max. 6 bar, Leistung 200 W bei 6 bar, Drehrichtung rechts, Druckluftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar, Antriebswelle L x D = 24 x 10 mm, für Rühraufgaben bis max. 25 Ltr.

Art.-Nr.	Typ	Drehzahl	Drehmoment	Getriebe	Viskosität	Preis
17.1257.01	PLR 10 T	15000 U/min	0,3 Nm	0	niedrig mPAS	CHF 2'299.00
17.1257.02	PLR 11 T	1750 U/min	2,3 Nm	1	mittel mPAS	CHF 2'485.00
17.1257.03	PLR 12 T	1000 U/min	3,5 Nm	2	hoch mPAS	CHF 2'895.00
17.1257.04	PLR 13 T	80 U/min	25 Nm	3	höchst mPAS	CHF 3'229.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.1280.08	Rührer aus Edelstahl für Laborrührer PLR	ab CHF 240.00
8.1829.01	Becher Super Duty DURAN® DWK	ab CHF 9.45

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 04:52 Uhr.

www.huberlab.ch