

Reagenzglasgestelle / - ständer



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Reagenzglasgestelle](#) / [Reagenzglasgestelle / -ständer](#)

Produktdaten

- Aus Edelstahl
- Stapelbar

Art.-Nr.	Loch-D	Anzahl Bohrungen	Breite x Tiefe x Höhe	Preis
13.1170.00	12,5 mm	50	155 x 78 x 50 mm	CHF 43.20
13.1170.01	14,5 mm	50	188 x 95 x 58 mm	CHF 51.35
13.1170.02	17,5 mm	50	220 x 110 x 40 mm	CHF 51.35
13.1170.03	17,5 mm	25	110 x 110 x 40 mm	CHF 43.20
13.1170.04	17,5 mm	50	220 x 115 x 63 mm	CHF 51.35
13.1170.05	19 mm	45	220 x 115 x 63 mm	CHF 51.35
13.1170.06	30 mm	15	220 x 115 x 63 mm	CHF 52.15

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 21:06 Uhr.