

# Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / [Edelstahlgestelle für Tiefkühlschränke GLW](#)

## Produktdaten

für Boxen-Höhe 29 mm

Art.-Nr.	Typ	Boxenanzahl	H x B x T	Preis
15.6633.03	U 333	9 (3 x 3)	98 x 135 x 410 mm	CHF 144.16
15.6633.04	U 334	12 (4 x 3)	130 x 135 x 410 mm	CHF 176.38
15.6633.05	U 335	15 (5 x 3)	162 x 135 x 410 mm	CHF 208.61
15.6633.06	U 336	18 (6 x 3)	194 x 135 x 410 mm	CHF 240.83
15.6633.07	U 337	21 (7 x 3)	226 x 135 x 410 mm	CHF 273.06
15.6633.08	U 338	24 (8 x 3)	258 x 135 x 410 mm	CHF 305.28
15.6633.09	U 339	27 (9 x 3)	290 x 135 x 410 mm	CHF 337.50

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
18.5404.01	Cryo Handschuhe	ab CHF 260.00
18.0001.10	Schürze für Cryo-Arbeiten	ab CHF 298.00
15.6549.00	Kryoboxen - Boxen für 10 Röhrchen bis D = 30 mm und 2 bis D = 17 mm GLW	ab CHF 12.93
15.4150.01	Cryo Labels	ab CHF 83.19
15.6511.00	Kryoboxen - Boxen für 10 Röhrchen bis D = 30 mm und 2 bis D = 17 mm GLW	ab CHF 4.85
15.6663.00	Boxen für 100 Röhrchen bis D = 8,5 mm GLW	ab CHF 7.37
15.6574.00	Kryoboxen - Boxen für 100 Röhrchen bis D = 8,5 mm GLW	ab CHF 5.15
15.6541.00	Boxen für 196 Röhrchen bis D = 7,5 mm GLW	ab CHF 8.06
15.6542.00	Kryoboxen - Boxen für 196 Röhrchen bis D = 7,5 mm GLW	ab CHF 4.40
15.6540.00	Kryoboxen - Boxen für 25 Röhrchen bis D = 17 mm GLW	ab CHF 13.41
15.6530.00	Kryoboxen - Boxen für 25 Röhrchen bis D = 17 mm GLW	ab CHF 7.25
15.6513.00	Kryoboxen - Boxen für 25 Röhrchen bis D = 17 mm GLW	ab CHF 5.15
15.6512.00	Kryoboxen - Boxen für 25 Röhrchen bis D = 30 mm und 2 bis D = 17 mm GLW	ab CHF 5.25

15.6512.11	Boxen für 25 Röhrchen bis D = 30 mm und 2 bis D = 17 mm GLW	ab CHF 6.45
15.6556.00	Kryoboxen - Boxen für 49 Röhrchen bis D = 16.5 mm B77 GLW	ab CHF 7.26
15.6552.00	Kryoboxen - Boxen für 49 Röhrchen bis D = 16.5 mm B47 GLW	ab CHF 6.73
15.6563.00	Kryoboxen - Boxen für 49 Röhrchen bis D = 16.5 mm B97 GLW	ab CHF 4.45
15.6572.00	Kryoboxen - Boxen für 49 Röhrchen bis D = 16.5 mm B67 GLW	ab CHF 7.05
15.6662.00	Boxen für 64 Röhrchen bis D = 11 mm GLW	ab CHF 8.90
15.6695.00	Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B69 GLW	ab CHF 6.41
15.6560.10	Kryoboxen - Boxen für 64 Röhrchen bis D = 11 mm GLW	ab CHF 4.85
15.6666.00	Boxen für 64 Röhrchen bis D = 11 mm GLW	ab CHF 7.26
15.6560.01	Boxen für lichtempfindliche Proben GLW	ab CHF 7.00
15.6554.00	Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B50 GLW	ab CHF 7.00
15.6561.00	Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B99 GLW	ab CHF 7.95
15.6557.00	Kryoboxen - Boxen für 81 Röhrchen bis D = 12.5 mm B80 GLW	ab CHF 4.95
15.6555.00	Kryobox ohne Einteilung, B70 GLW	ab CHF 6.10
15.6559.02	Boxen für lichtempfindliche Proben GLW	ab CHF 7.31
15.6588.00	Kryobox ohne Einteilung, D90 GLW	ab CHF 6.57
15.6586.00	Kryobox ohne Einteilung, D60 GLW	ab CHF 2.40
15.6551.00	Kryobox ohne Einteilung, B40 GLW	ab CHF 5.62
15.6568.01	Rastereinsätze GLW aus plastifiziertem Karton	ab CHF 1.80

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 29.05.2024 um 09:26 Uhr.