

## Double-Sided BestRack für Reaktionsgefäße

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Boxen](#) / [Röhrchenboxen & Edelstahlgestelle](#) / Double-Sided BestRack für Reaktionsgefäße

### Produktdaten

Mit und ohne Deckel, 96-plätzig, für 1,5 / 2 ml und 0,5 ml Röhrchen, Masse: 222 x 120 x 50 mm, gefrierbar bis -80 °C, Farben assortiert (blau, grün, orange, pink, gelb), 1 Pack à 5 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
15.9650.99	mit Deckel	CHF 168.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2024 um 18:30 Uhr.