

Mehrzweckbecher Polypropylen Greiner Bio- One

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Mehrzweckgefäße](#) / Mehrzweckbecher Polypropylen Greiner Bio-One

Produktdaten

Universell im Labor für nicht-humane Proben einsetzbar. Optimale mechanische, thermische und chemische Stabilität.

- Höhe: 70 mm
- Durchmesser: 55 mm
- Graduierung: ja
- Arbeitsvolumen: 120 ml
- Nennvolumen: 120 ml
- Verschlussart: Schraubverschluss

Art.-Nr.	Schraubversch. USS	Vol.	Steril	Graduierung	Preis
7.724 412	mit weissem Deckel	120 ml	+	+	CHF 171.70

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2024 um 18:32 Uhr.