


Thermometer mit Normschliff

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Umwelttechnologie](#) / [Probenvorbereitung](#) / [Thermometer & Temperaturindikatoren](#) / Thermometer mit Normschliff

Produktdaten

Einschlussform, Milchglasskale, Messkapillare prismatisch, Richterverschluss, oben rund zu, in transparenter Vierkanthülse, NS 14,5/23, eichfähig

Art.-Nr.	Messbereich °C	Teilung	Einbaulänge	Füllung	Preis
4.4350.01	-35° - +50 °C	1,0 °C	50 mm	blau	CHF 58.70
4.4350.03	-10° - +150 °C	1 °C	75 mm	blau	CHF 72.81
4.4350.04	-10° - +150 °C	1,0 °C	75 mm	blau	CHF 61.97
4.4350.06	-10° - +150 °C	0,5 °C	75 mm	Pet (rot)	CHF 77.99
4.4350.08	-10° - +250 °C	1,0 °C	75 mm	blau	CHF 91.15
4.4350.12	-10° - +360 °C	1,0 °C	75 mm	blau	CHF 80.91
4.4350.58	-10° - +360 °C	1,0 °C	90 mm	grün	CHF 167.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 10:35 Uhr.

www.huberlab.ch