

Zubehör zu Laborflaschen GL 45 SIMAX

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Laborflaschen](#) / [Zubehör zu Laborflaschen GL 45 SIMAX](#)

Produktdaten

Zu Gewindeflaschen

Art.-Nr.	Ausführung	Material	Farbe	Gewinde	Preis
9.0054.46	Schraubverschl uss	PBT	rot	45	CHF 4.48
9.0055.45	Ausgiessring	PBTB	rot	45	CHF 2.45
9.0055.46	Ausgiessring	ETFE	rot	45	CHF 2.45
9.0058.28	Schraubverschl uss	PP	blau	45	CHF 2.66
9.0058.29	Schraubverschl uss	PP	grün	45	CHF 104.00
9.0058.30	Schraubverschl uss	PP	orange	45	CHF 104.00
9.0058.31	Schraubverschl uss	PP	gelb	45	CHF 104.00
9.0060.28	Ausgiessring	PP	blau	45	CHF 1.05
9.0060.29	Ausgiessring	PP	klar	---	CHF 37.00
9.1800.03	Dichtung	---	---	45	CHF 9.50

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
14.3406.01	Schraubverbindungskappe GL 32	ab CHF 17.00
9.0051.14	Laborflaschen / Gewindeflaschen GL 45 / 32 SIMAX	ab CHF 2.20
9.9246.05	Silikon-Dichtungen	ab CHF 0.75

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 14:32 Uhr.

www.huberlab.ch