

Kleinschüttler SSM5 Stuart

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenvorbereitung](#) / [Mischen](#) / [Kleinschüttler](#) / Kleinschüttler SSM5 Stuart

Produktdaten

ideal für bis zu 4 Mikrotiterplatten und geeignet für die Verwendung bei 4 bis 40 °C in einem Inkubator oder CO₂-Inkubator.

- Masse (B x L x H): 240 x 300 x 160 mm
- Schüttelhub: 1.5 mm
- Drehzahlbereich: 250 - 1250 rpm
- rutschfeste Auflagefläche: 220 x 220 mm
- max. Beladung: 5 kg
- 230 V, 50 Hz, 50 W

Art.-Nr.	Typ	Bewegungsart	Orbit	Drehzahl	Preis
17.0003.03	SSM5	kreisend	1,5 mm	250 - 1250 U/min	CHF 1'931.00
17.0003.04	---	---	---	---	CHF 263.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:11 Uhr.