

Pipettenspitzen epT.I.P.S. Reloads Quality™ Eppendorf

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettenspitzen](#) / [Standardtips](#) / [Pipettenspitzen epT.I.P.S. Reloads Quality™ Eppendorf](#)

Produktdaten

Bei epT.I.P.S. – dem original Eppendorf „Totally Integrated Pipetting System“ – sind die Spitzen optimal auf die Eppendorf-Pipetten abgestimmt. Sie erfüllen selbstverständlich auch die Anforderungen der EN ISO 8655. Das resultiert in minimalen Aufsteck- und Abwurfkräften bei höchster Dichtigkeit. epT.I.P.S.-Pipettenspitzen können auch mit Pipetten anderer Hersteller verwendet werden. Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Produktionsphilosophie.

- Die ergonomisch optimierte Konusgeometrie ermöglicht optimalen Spitzensitz an der Eppendorf-Pipette
- Universell einsetzbar, auch mit Pipettenmodellen anderer Hersteller
- Feine Graduierungen erleichtern die visuelle Überprüfung des pipettierten Volumens
- Lange, schlanke Spitzen erreichen den Boden enger und hoher Gefäße, ohne die Krone des Gefäßrands zu berühren
- Fein ausgezogene bzw. verlängerte Spitzen erleichtern die Arbeit mit kleinen Volumina
Verfügbar in fünf Reinheitsgraden: Eppendorf Quality, PCR clean, Eppendorf Biopur®, PCR clean/Sterile (steril und pyrogenfrei)
- Farblich kodierte Trays erleichtern die Volumenerkennung und die Zuordnung der entsprechenden Eppendorf-Pipette

- Alle Komponenten sind zu 100% recycelbar
- Vielfach geringere Abfallmenge gegenüber Einweg-Racks
- Nachfüll-Trays auf Vorrat bei bis zu 121°C in der Verpackung und ohne Folie autoklavierbar
- Im praktischen Nachfüllsystem sind Trays je nach Spitzengröße doppelseitig oder als Stack verpackt
- Verfügbar in den Reinheitsgraden Eppendorf Quality und PCR clean
- Farblich codierte Trays zur einfachen Volumen- und Pipettenerkennung

Art.-Nr.	Vol.	Länge	Verpackungs einheit	Beschreibung	Farbe	Preis
----------	------	-------	------------------------	--------------	-------	-------

11.3734.52	20 - 300 µl	55 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	orange, farblose Spitzen	CHF 85.30
11.4856.02	2 - 200 µl	53 mm	10 Trays à 96 Tips	---	---	CHF 81.35
11.4856.07	0,5 - 20 µl	46 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	hellgrau, farblose Spitzen	CHF 90.00
11.4856.09	250 - 2500 µl	---	10 Trays à 48 Tips	Quality	rot, farblose Spitzen	CHF 70.00
11.4856.10	0,1 - 20 µl	40 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	mittelgrau, farblose Spitzen	CHF 97.30
11.4856.36	2 - 200 µl	53 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	gelb, farblose Spitzen	CHF 81.20
11.4856.71	0,1 - 10 µl	34 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	dunkelgrau, farblose spitzen	CHF 99.70
11.4856.79	50 - 1000 µl	71 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	blau, farblose Spitzen	CHF 85.30
11.4856.80	50 - 1250 µl	76 mm	10 Trays à 96 Tips	Quality	grün, farblose Spitzen	CHF 97.20

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.4861.08	Pipettenspitzen epT.I.P.S. Box Quality™ Eppendorf	ab CHF 41.90
11.3753.15	Pipettenspitzen epT.I.P.S. Racks Eppendorf	ab CHF 51.10

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 17:32 Uhr.

www.huberlab.ch