

Kühlinkubatoren Serie KB Binder



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Lebensmittelanalytik](#) / [Inkubation](#) / Kühlinkubatoren Serie KB Binder

Produktdaten

Mit leistungsstarker Kompressorkühlung

Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren für Mikroorganismen: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie. Mit seinen umfangreichen Programmfunktionen und homogenen Inkubationsbedingungen, selbst bei voller Beladung, deckt dieser Kühlinkubator ein breites Anwendungsspektrum ab.

Vorteile

- Sicheres und reproduzierbares Inkubieren selbst bei hohen Umgebungstemperaturen
- Heißluft-Desinfektion bei 100 °C
- Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell

Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell
- Kühlung durch Kompressions-Kältemaschine
- Türheizung ab 240 L
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Durchführung mit Silikonstopfen ab 240 L
- 4 stabile Rollen, zwei mit Feststellbremse, ab 240 L

- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet

Art.-Nr.	Inhalt	Aussenmass e	Innenmasse	Nettogewicht	Typ	Preis
17.3870.02	53 l	635 x 835 x 580 mm	400 x 400 x 330 mm	78 kg	KB 53	CHF 6'968.00
17.3870.15	400 l	925 x 1950 x 805 mm	650 x 1270 x 485 mm	221 kg	KB 400	CHF 13'646.00
17.3870.23	115 l	835 x 1025 x 650 mm	600 x 480 x 400 mm	106 kg	KB 115	CHF 8'329.00
17.3870.24	247 l	925 x 1465 x 800 mm	650 x 785 x 485 mm	171 kg	KB 240	CHF 11'955.00
17.3870.26	698 l	1250 x 1925 x 885 mm	970 x 1250 x 576 mm	309 kg	KB 720	CHF 18'191.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.8012.07	LED-Lichtleisten Basis-Set für KB, KT und KBF Binder	ab CHF 728.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 15:06 Uhr.