

Brutschränke HERAEUS Baureihe 6000 Typen B / UB, RT + 5 °C bis 70 °C



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Brutschränke & Klimaschränke](#) / [Brutschränke](#) / [Universalinkubatoren](#) / [Brutschränke HERAEUS Baureihe 6000 Typen B / UB, RT + 5 °C bis 70 °C](#)

Produktdaten

Typ B

- mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler Kelvitron T
- Temperaturwahlwächter Kl. 3.1
- 24 Std.- Zeitschaltuhr
- mit Schnittstelle RS 232
- Drosselklappe zur Abluftregulierung
- 2 Edelstahllochbleche (B 6030 nur eins)

Typ UB

- zusätzlich mit regelbarer Luftumwälzung
- 2 Drahtgittereinlagen

Art.-Nr.	Typ	Inhalt	I-Masse	Einschübe	Preis
17.5101.06	B 6760	751 l	1000 x 1366 x 522 mm	2 / 39	CHF 8'420.00
17.5101.07	UB 6420	376 l	1319 x 550 x 522 mm	2 / 39	CHF 8'684.71
17.5101.08	UB 6760	689 l	1319 x 550 x 522 mm	2 / 39	CHF 10'544.96

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2024 um 23:59 Uhr.