

Weithalskanister

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefäße](#) / [Kanister](#) / Weithalskanister

Produktdaten

Aus HD-PE transparent, UV-stabilisiert, mit extrem weiter Öffnung, mit Tragebügel und Schraubverschluss, mit oder ohne Gewindestutzen

Art.-Nr.	B x T x H	Innen-Ø Hals	Vol. l	Ausführung	Preis
15.0431.05	130 x 290 x 290 mm	88 mm	5 l	ohne Gewindestutzen	CHF 46.55
15.0431.10	150 x 310 x 400 mm	88 mm	10 l	ohne Gewindestutzen	CHF 66.35
15.0431.20	175 x 380 x 490 mm	88 mm	22 l	ohne Gewindestutzen	CHF 103.80
15.0431.30	250 x 370 x 490 mm	88 mm	31 l	ohne Gewindestutzen	CHF 130.50
15.0432.05	130 x 290 x 290 mm	88 mm	5 l	mit Gewindestutzen	CHF 59.90
15.0432.10	150 x 310 x 400 mm	88 mm	10 l	mit Gewindestutzen	CHF 85.80
15.0432.20	175 x 380 x 490 mm	88 mm	22 l	mit Gewindestutzen	CHF 128.40
15.0432.30	250 x 370 x 490 mm	88 mm	31 l	mit Gewindestutzen	CHF 153.95

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
15.0525.08	Zubehör zu Weithalskanister HDPE	ab CHF 10.00
15.0525.01	Ablasshahn StopCock und Durchlaufhahn StopCock Bürkle	ab CHF 33.04

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 00:40 Uhr.