

Mikrohämatokrit Kapillarröhrchen



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Hämatologie](#) / [Blutentnahme](#) / [Mikro-Kapillarpipetten & Pipettierhelfer](#) / Mikrohämatokrit Kapillarröhrchen

Produktdaten

Heparinisiert oder nicht heparinisiert, für den Einmalgebrauch, Enden sind feuerpoliert, Länge 75 mm ± 1, innen 1,1–1,2 mm Ø; gleichmässig über die Gesamtlänge (0,02 Konizität), aussen ca. 1,5 mm Ø. Ungraduiert für 40 l Inhalt, in Haematokrit-Zentrifugen verwendbar. Ausführung gemäss den internationalen Spezifikationen, mit Farbcode.

- 10 Röhren à 100 Stück im Umkarton

Art.-Nr.	L x D	Ausführung	Preis
3.3530.04	75 x 1,3 / 1,4 mm	heparinisiert	CHF 5.28
3.3530.06	75 x 1,5/1,6 mm	heparinisiert	CHF 3.10
3.3530.08	100 x 1,5/1,6 mm	heparinisiert	CHF 9.90
3.3530.10	75 x 1,5/1,6 mm mm	heparinisiert, mit Marke bei 60 mm	CHF 5.64
700.1602.13	---	---	CHF 9.65

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 30.04.2024 um 20:44 Uhr.