

Nadelhalter nach Kolle



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikroskopie](#) / [Präparierbesteck](#) / Nadelhalter nach Kolle

Produktdaten

Mit Kunststoffheft und sterilisierfähig

Art.-Nr.	Länge	Ausführung	Preis
10.2755.01	240 mm	Aluminium	CHF 12.93
10.2755.02	250 mm	Aluminium	CHF 10.25
10.2755.03	160 mm	Aluminium	CHF 9.40

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
10.2759.01	Nadeln gerade	ab CHF 1.21

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 04:57 Uhr.