

Vivaspin 15R Sartorius



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Separation](#) / [Zentrifugation](#) / [Zentrifugalfiltration](#) / [Vivaspin 15R Sartorius](#)

Produktdaten

Vivaspin 15R ist das neueste Mitglied der Vivaspin Produktfamilie und besitzt alle einzigartigen Eigenschaften der Zentrifugalkonzentratoren von Sartorius Stedim Biotech, einschliesslich des patentierten Designs mit vertikaler Zwillingsmembran und Deadstop-Reservoir. Vivaspin 15R ist geeignet für den Volumenbereich von 2 - 15 ml und enthält die Hydrosart® Membran aus regenerierter Cellulose. Vivaspin 15R ist die bevorzugte Lösung für Anwendungen, bei denen extrem hohe Wiederfindung mit sehr niedriger Absorption gefragt ist, z.B. Konzentrierung und Entsalzen von Immunglobulin-Fractionen.

Rotorkompatibilität

Beachten Sie: Vivaspin 15R (30 mm x 116 mm) kann mit Rotoren verwendet werden, die Falcon 50 ml Kegelboden Schläuche unterstützen, z.B. Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Swing-Out Rotor mit BUC 5 Gefässen und 368327 Adaptern; Beckman TA-10.250 25° Winkelrotor mit 356966 Adaptern; Heraeus Multifuge 3 S-R mit (Heraeus/Sorvall) 75006445 Swing-Out-Rotor mit 75006441 Gefässen und Adaptern für Falcon 50 ml Kegelboden Schläuche. Diese Einheiten sind nicht für Rotoren geeignet, die lediglich mit 29 mm x 105 mm Rundboden Schläuchen arbeiten, z.B. Sorvall SS34 Beckmann JA 20. Wenn Ihr Rotor ausschließlich mit 29 mm x 105 mm Rundboden Schläuchen zu betreiben ist, nutzen Sie bitte Vivaspin 15, was sowohl mit Rundboden- als auch mit Kegelboden Schläuchen betrieben werden kann.

- Höchste Wiederfindung bei niedriger Absorption (95-98%)
- Extrem kurze Konzentrationszeit (30-fach in 15 min.)
- Sehr geringes Totvolumen (< 20 ml)
- Kristallklares Gehäuse mit Volumengraduierungen
- Vertikale Membran für schnelle Konzentration
- Sichere Konzentration durch Deadstop-Reservoir

| Art.-Nr. | Cut off MWCO | Durchmesser | Länge | Preis |
|------------|--------------|-------------|--------|------------|
| 12.8404.01 | 5 | 30 mm | 116 mm | CHF 241.55 |
| 12.8404.02 | 5 | 30 mm | 116 mm | CHF 778.15 |
| 12.8404.03 | 10 | 30 mm | 116 mm | CHF 241.55 |
| 12.8404.04 | 10 | 30 mm | 116 mm | CHF 778.15 |
| 12.8404.05 | 30 | 30 mm | 116 mm | CHF 241.55 |
| 12.8404.06 | 30 | 30 mm | 116 mm | CHF 778.15 |
| 12.8404.07 | 2 | 30 mm | 116 mm | CHF 241.55 |
| 12.8404.08 | 2 | 30 mm | 116 mm | CHF 778.15 |

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 29.04.2024 um 20:05 Uhr.