

Manuelle Pipettierhilfe ProfillerTM manual 437 Socorex

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Foodtech & Cuisine](#) / [Foodtech](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Verdünnung & Liquid Handling](#) /
Manuelle Pipettierhilfe ProfillerTM manual 437 Socorex

Produktdaten

Robust und einfach zu handhaben. Dieses Modell garantiert extremen Komfort und Sicherheit für den Anwender. Sanfte Ansaug- und Abgabefunktionen beim Gebrauch von Glas- oder Plastikpipetten bis zu einem Volumen von 100 ml. Ein Jahr Garantie.

- Saugball mit grosser Kapazität
- Sanfter Aktivierungshebel
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter
- Pflegeleicht
- Konus für Farbidentifizierung

SUPER DEAL

Drei für zwei: Bis am 30.04.2022 erhalten Sie beim Kauf von drei Pipettierhilfen eine gratis

Art.-Nr.	Typ	Preis
2.7435.01	437	CHF 99.90

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.7322.40	Zubehör zu SOCOREX Profiller Typ 435 und 446	ab CHF 0.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2024 um 19:06 Uhr.

www.huberlab.ch