

Direktverdränger-Pipetten Transferpettor digital Brand



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Mikrobiologie](#) / [Liquid Handling](#) / [Dispenser](#) /
Direktverdränger-Pipetten Transferpettor digital Brand

Produktdaten

Pipette mit Direktverdrängungsprinzip, DE-M gekennzeichnet

Dort, wo Luftpolsterpipetten auf natürliche Grenzen stoßen, liegt die Stärke der Pipette Transferpettor. Ob zäh oder dünnflüssig, ob schäumend oder mit hohem Dampfdruck, die Pipette Transferpettor dosiert derartige Flüssigkeiten mit höchster Präzision. Die Lösung für schwierige Fälle!

Das Funktionsprinzip der Pipette Transferpettor ist die Direktverdrängung: Im Gegensatz zu Luftpolsterpipetten hat der Kolben des Direktverdrängers direkten Kontakt zu der zu pipettierenden Flüssigkeit. Der festsitzende Kolben streift die Wände der Kapillaren/Spitzen stets sauber ab - bis auf den buchstäblich letzten Tropfen, der deutlich sichtbar die Öffnung verlässt. Durch dieses Prinzip werden, unabhängig von der Geschwindigkeit des Pipettierens, exakt reproduzierbare Ergebnisse erzielt. Die Kapillaren oder Spitzen müssen nicht nach jedem Pipettierschritt weggeworfen werden, da die Restbenetzung minimal ist und in der Regel vernachlässigt werden kann.

Die Pipette Transferpettor ist geeignet für Medien mit:

- Dichte bis 13,6 g/cm³
- Viskosität bis 50000 mm²/s
- Dampfdruck bis 500 mbar

Arbeitstemperaturbereich: 15 °C bis 40 °C.

Lieferumfang

Transferpettor, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat.

Art.-Nr.	Vol.	Tol. <±/%	V*<%	Farbe	Preis
2.7018.07	2,5 - 10 µl	3	0.8	orange	CHF 642.15

2.7028.04	100 - 500 µl	0,5	0,2	grün	CHF 642.15
2.7028.05	5 - 25 µl	2.4	0,5	2x weiss	CHF 642.15
2.7028.06	10 - 50 µl	1.8	0.4	grün	CHF 642.15
2.7028.16	200 - 1000 µl	0,5	0,2	gelb	CHF 642.15
2.7028.17	1000 - 5000 µl	0,5	0,2	rot	CHF 642.15
2.7028.18	2000 - 10000 µl	0,5	0,2	orange	CHF 642.15
2.7028.22	20 - 100 µl	1.5	0.4	blau	CHF 642.15

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
2.7028.52	Transferpettor-Caps und Seals Brand	ab CHF 51.50
2.7028.81	Transferpettor-Station für Transferpettor Brand	ab CHF 226.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2024 um 03:43 Uhr.