

Alkoholometer mit Thermometer



www.huberlab.ch



Produkt im eShop

Produkt Daten

Zur Bestimmung des Alkoholgehalts nach verschiedenen Methoden;
Instrumente mit Thermometer.

Art.-Nr.	Modell	Länge	Messbereich °C	Messbereich	Preis
4.6274.04	Gay-Lussac	280 mm	0 +30 °C	0 - 100 nD	CHF 44.54
4.6274.06	Gay-Lussac und Cartier	280 mm	0 +30 °C	0 - 100 / 10 - 45 % nD	CHF 44.54
4.6274.08	Richter und Tralles	280 mm	0 +30 °C	0–100:1% nD	CHF 48.87
4.6274.50	Präzisionsausf ührung	450 mm	0+25:0,2 °C	10–67:0,5% nD	CHF 106.64
4.6274.51	nach Europa- Richtlinie DIN 12803, Typ II	400 mm	+5+25:0,2 °C	70-80:0,1Vol.% nD	CHF 144.08
4.6274.52	nach Europa- Richtlinie DIN 12803 , Typ II	400 mm	+5+25:0,2°C °C	80-90:0,1Vol.% nD	CHF 144.08

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 16.05.2024 um 15:04 Uhr.