

## Ultraschall- Reinigungsgeräte Sonorex digital



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Reinigung](#) / [Reinigungsgeräte & Zubehör](#) / [Ultraschallbäder](#) / [Ultraschall-Reinigungsgeräte Sonorex digital](#)

### Produktdaten

- Leistungseinstellung von 20 bis 100 % in 10%-Schritten
  - Reinigen empfindlicher Materialien
  - Mischen von Proben
  - Homogenisieren von Proben für Analysen
  - Schnellentgasung von Lösungsmitteln für HPLC
- 
- Leistungseinstellung 20 bis 100 %
  - Heizung von 20 bis 80 °C, thermostatisch regelbar, LED-Anzeige
  - Warn-LED bei Übertemperatur
  - Automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug, abschaltbar
  - Timer mit Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb
  - DEGAS - Schnellentgasungsfunktion
  - SweepTec® - ständige Schallfeldoszillation für gleichmäßige und schonende Reinigung
  - Automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach letztem Tastendruck
  - Füllhöhenmarkierung für sichere Dosierung
  - Ablaufhahn für einfaches Entleeren, einteilig geschweißter Auslaufbogen
  - Erhöhter Sprühwasserschutz IP 33 durch fest angeschlossenes Netzkabel und flüssigkeitsdichte Gehäusefront.

Art.-Nr.	Typ	Bad L x B x T	HF-Lstg. W	Heizleistung	Inhalt	Preis
17.9967.13	DL 102 H	240 x 140 x 100 mm	120	140 W	3,0 l	CHF 1'807.49
17.9967.14	DL 156 BH	500 x 140 x 150 mm	215	600 W	9,0 l	auf Anfrage

17.9967.15	DL 255 H	300 x 150 x 150 mm	160	280 W	5,5 l	CHF 2'263.02
17.9967.16	DL 510 H	300 x 240 x 150 mm	160	400 W	9,7 l	CHF 2'475.47
17.9967.17	DL 512 H	300 x 240 x 200 mm	215	400 W	13,0 l	CHF 3'295.38
17.9967.18	DL 514 BH	325 x 300 x 200 mm	215	600 W	18,7 l	auf Anfrage
17.9967.19	DL 1028 H	500 x 300 x 200 mm	300	1300 W	28,0 l	auf Anfrage

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.9972.01	Einhängekörbe aus Edelstahl	ab CHF 64.34
17.9968.01	Edelstahldeckel zu Ultraschallreinigungsgeräte Sonorex	ab CHF 34.68
17.9969.01	Ultraschallreinigungsgeräte SONOREX Edelstahl-Lochdeckel	ab CHF 44.29
18.4436.02	Edisonite super	ab CHF 179.85
17.9975.01	Griffverstellung / Bandelin	ab CHF 100.65
17.9978.08	Kunststoff-Einsatzwanne	ab CHF 564.52

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2024 um 23:33 Uhr.